

# Die wichtigsten Alleinstellungsmerkmale im Überblick

Beschreibung	Kunden-Nutzen	THERA-vital	THERA-live
Selbstbedienbare Fußfixierung	Die neue, patentierte Fußfixierung lässt sich vom Benutzer schnell, sicher und selbstständig bedienen. Durch die ergonomische Positionierung an der Fußschalen-Innenseite ist der Einstieg in die Fußschale völlig frei. Die schmalen/niedrigen Fußschalen sorgen ebenfalls für einen freien Einstieg. Das weiche Polster hat eine gute Passform und lässt sich ganz leicht auf den Fuß drücken. Das Zahnradraster sorgt für eine sichere Fixierung der Füße in den Fußschalen - auch bei starken Spasmen. Auf Knopfdruck lässt sich die Fußfixierung wieder öffnen.	x	x
Einfachste, intuitiv verständliche Bedienlogik	Der Benutzer findet sich in allen Hauptbedienfunktionen schnell und einfach ohne Gebrauchsanweisung zu Recht. Die Bedienung ist selbsterklärend.	x	x
START/STOP-Ampelschaltung	Die START/STOP-Ampelschaltung sorgt für einfachste und sicherste Bedienung (= Gefahr von Fehlbedienung wird reduziert). Hier wurde das Ampelprinzip "Bei Rot stehen, bei Grün gehen" aufgegriffen. So kann das Training auf Knopfdruck gestartet werden - ohne weitere Voreinstellungen.	x	x
Touch-Bildschirm mit 10,4"	Durch die Größe des Bildschirms sind auch die Tasten größer. Die Touch-Funktion reduziert den erforderlichen Tastendruck. Dies erleichtert Betroffenen mit taktilen Einschränkungen die Bedienung. Der große Bildschirm zeigt die Trainingswerte in noch größeren Ziffern an als bisher üblich. Dies ist besonders für Menschen mit Sehschwäche von Vorteil und eine Indikation.	x	
TFT-Farbbildschirm mit exzellenter Brillanz	Am neuen Farbbildschirm lassen sich die Trainingswerte immer optimal ablesen - auch bei Sehschwäche. Informationen und Sicherheitshinweise werden in Farbe schneller aufgenommen. Durch die TFT-Technologie kann der Benutzer die Trainingswerte unabhängig vom Blickwinkel sehr gut ablesen. Für Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche bieten wir eine individuelle Lösung.	x	
Werkzeugloses Stecksystem für Armauflagen	Gerade in Einrichtungen mit vielen unterschiedlichen Patienten ist es äußerst wichtig, dass sich das Trainingsgerät schnell und einfach auf die unterschiedlichen Patienten anpassen lässt. Mit dem werkzeuglosen Steckverschluss der Armauflagen ist dies kein Problem. Auf Knopfdruck lassen sich die Armauflagen tauschen. Der Oberkörpertrainer muss dank diesem werkzeuglosen Stecksystem nicht geschwenkt werden.	x	x
Werkzeuglose Variabilität	THERA-Trainer lassen sich schnell und werkzeuglos an die ergonomischen Bedürfnisse der unterschiedlichsten Benutzer anpassen (z.B. Höhenverstellung Tragarm oder Oberkörpertrainer, Neigungsverstellung des Bedienteils, stufenlose Radiusverstellung ...).	x	x
200 Watt Motor	Auch bei hohem Muskeltonus bietet der 200 Watt starke Motor jederzeit genügend Kraftreserven. Somit muss das Training am THERA-Trainer nie wegen einem überhitzten Motor unterbrochen werden. Natürlich wirkt sich der leistungsstarke Motor auch positiv auf die Lebensdauer aus.	x	x